

**50% off**

ディスカウント  
キャンペーン

# 3Dオルガノイド 細胞生存率アッセイ

~2024年9月27日受注分まで

ワンステップ、洗浄不要！



**定量的生細胞アッセイ**

2D/3Dオルガノイドモデル中の生細胞数を定量します。

**3Dオルガノイドで検証済**

Apical-out気道オルガノイドと神経オルガノイドで検証済です。

**ワンステップ、洗浄不要**

WST-8試薬による均一なアッセイです。


**動的に結果を入手**

1~48時間の生存率、増殖、細胞毒性を測定できます。

**低い細胞毒性**

MTS、MTTやPrestoBlueと比べ、細胞毒性が非常に低い試薬です。

## オルガノイド細胞の生存率



Apical-Out気道オルガノイドを、  
A) 0.1% DMSOコントロール、  
または  
B) 10% DMSOで細胞死を誘導した。  
1時間後、細胞の生存率を  
3D Organoid Viability Assayまたは  
他社製品で比較した。

商品コード	製品名	容量
AKES081-100	3D Organoid Cell Viability Assay (100 Assays)	100 Assays
AKES081-500	3D Organoid Cell Viability Assay (500 Assays)	500 Assays

<ご注意> ・50%オフ対象品は本紙記載のキットとなります。 ・予告なく本プロモーションを中止することがあります。

<お問合せ>



重松貿易株式会社 化学品部  
Shigematsu & Co., Ltd.

大阪本社：TEL：(06)6231-6146

Mail：info@shigematsu-bio.com

FAX：(06)6231-6149

WEB：www.shigematsu-bio.com/