

**30% off**

ディスカウント  
キャンペーン

# MycoGenie マイコプラズマ 検出キット

~2024年9月27日受注分まで



## マイコプラズマの検出を可視化

### マイコプラズマを目視で検出

マイコプラズマを色の変化で簡単に検出します。

### 培養サンプルを用いて迅速に検出

特殊な機器が不要な、ワンステップ、60分のアッセイです。

### 高感度なアッセイ

細胞培養上清1  $\mu$ L中のわずか500cfuのマイコプラズマも検出します。


### 幅広く検証

汚染された細胞培養物中の、最大28種類のマイコプラズマを検出します。

### 高い費用対効果

PCR、QPCRやELISAによる検出法と比べ、低価格な代替法です。

## マイコプラズマ汚染を可視化して検出



チューブ1：マイコプラズマポジティブコントロール

チューブ2：マイコプラズマ除去処理0日目

チューブ3：マイコプラズマ除去済みサンプル

チューブ4：ネガティブコントロール

商品コード	製品名	容量
MORVOO11	MycoGenie Rapid MycoPlasma Detection Kit	20 Tests
MORVOO11-50	MycoGenie Rapid MycoPlasma Detection Kit	50 Tests

<ご注意> ・30%オフ対象品は本紙記載のキットとなります。 ・予告なく本プロモーションを中止することがあります。

<お問合せ>



重松貿易株式会社 化学品部  
Shigematsu & Co., Ltd.

大阪本社：TEL：(06)6231-6146  
Mail：info@shigematsu-bio.com

FAX：(06)6231-6149  
WEB：www.shigematsu-bio.com/